

TORNADO



NYE VINDE BLÆSER PÅ FASTRAMME MARKEDET!

Tornado er den nye udfordrer i fastramme markedet der med et lækkert design, ny teknik samt ikke mindst revolutionerende priser gør op med de gamle principper.

Med en egenvægt køreklar på bare 8,5 kg. og det nye konceptsystem der gør det muligt at "concept builde" stolen til den enkeltes mål og behov er Tornado en stærk udfordrer der ikke er til at komme udenom.

Hvad siger du f.eks. Til.....

- Justerbart balancepunkt i takt med at dine køreegenskaber bliver bedre?
- Valgmulighed imellem flere forskellige ramme typer og sædevinkler alt afhængig af siddestilling?
- En stol bygget på mål efter et nøje valgt og bredt standardkoncept?
- Kort leveringstid?
- Velkendt kvalitet fra Meyra/MedOrt Gruppen?

Med andre ord, med Tornado får du fuld valgfrihed til at tilpasse netop den stol der matcher dine behov—enkelt men effektivt!

Data

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Sædebredde: | 36, 38, 40, 42, 44 cm. | Sædehøjde: | 39, 41, 43, 45 cm. |
| Sædedybde: | Valgfri på mål | Hjulcambring: | 0°, 1°, 2°, 3° |
| Ryghøjde: | 25, 28, 31, 35 cm. | Fodpladebredde: | 18, 20, 22, 24, 26 cm. |
| Rammevinkel front | 90°, 95°, 100° | Rygvinkel: | -4°, -3°, 0°, 5°, 7° |
| Sædehældning: | 7°, 9°, 11°, 13° | Max. Brugervægt: | 120 kg. |