

# **ALOVA** *Contour pude med viscoelastisk skum*



## **Visco elastisk pude med anatomisk form og udskæring til halebenet**

ALOVA contour giver god støtte og aflastning omkring coccyx og ischia regionen, og fungerer samtidig forebyggende mod tryksår for patienter i medium til høj risiko gruppen.

Pudens anatomiske form og den temperaturfølsomme skum, minimerer desuden risikoen for at brugeren glider frem i puden.

## **To betræk er standard**

Som standard leveres ALOVA altid med et ekstra betræk, således at puden altid er betrukket med et egnet betræk, f.eks. imens det andet vaskes. Pudens betræk kan vaskes ved op til 90°, det er åndbart og modstandsdygtigt overfor væsker/let inkontinens (>200 cm).

## **Garanti er lig med kvalitet**

ALOVA er fremstillet af den bedste kvalitetsskum, hvorfor vi uden tøven yder 3 års garanti på pudens skum.

### **Størrelser—standard**

38 x 41 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 90 kg.
40 x 41 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 90 kg.
40 x 43 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 90 kg.
43 x 40 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 90 kg.
43 x 41 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 100 kg.
43 x 43 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 100 kg.
43 x 47 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 120 kg.
45 x 40 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 120 kg.
45 x 44 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 120 kg.
50 x 44 x 6 cm.	Brugervægt 30 til 135 kg.

### **Størrelser—XXL**

52x50x7 cm.	Brugervægt 120 til 160 kg.
54x50x7 cm.	Brugervægt 120 til 160 kg.
56x50x7 cm.	Brugervægt 120 til 200 kg.
60x50x7 cm.	Brugervægt 120 til 200 kg.

**Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse**  
**Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53**  
**[www.meyra.dk](http://www.meyra.dk)—[salg@meyra.dk](mailto:salg@meyra.dk)**