

AVANTI 1.736

HMV-Nr. 18.50.03.0160
HMV-Nr. 18.50.03.1067
(Rahmen kurz Code 351)



Belastbar bis 75 / 135 / 160 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19





3°-Radsturz

Wendigkeit bei geringerem
Kraftaufwand

Druckbremse

Attraktiv für Ihre alltäglichen
Aktivitäten

Vielseitig und Aktiv

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum Meyra Baukasten erlaubt schlanke Lagerwirtschaft
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletasch
- Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 3 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagsinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Klinikversorgung
- Neurologische Krankheitsbilder
- Geriatrische Krankheitsbilder
- Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 58 cm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311



Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

HMV-Nr.
18.50.03.0160

HMV-Nr.
18.50.03.1067
(Rahmen kurz Code 351)



AVANTI 1.736

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

1.589,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2014 - 31.12.2014
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Technische Daten

	351 RAHMEN KURZ	352 RAHMEN MITTEL	353 Rahmen lang
Sitzbreite in cm	30 - 36	36 - 58	36 - 58
Breite fahrbereit in mm	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil Code 100 SB +180)		
Breite gefaltet in mm	280		
Sitztiefe in cm	33 - 38	40 - 46	48 - 53
Sitzhöhe vorne in cm	42,5 - 49,5	44 - 56	44 - 56
Gesamthöhe in mm	830	920	920
Rückenhöhe in cm	34 - 40	38 - 44	38 - 44
Armlehnenhöhe in cm (Code 81)	16,5 - 24	20 - 29	20 - 29
Länge mit Fußstütze in mm	880	1040	1120
Länge ohne Fußstütze in mm	660	770	850

Gewichte in kg, Maßtoleranzen ± 1 cm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Technische Daten

Personengewicht	75 / 135 / 160
Min. Leergewicht	12 / 13 / 14
Zul. Gesamtgewicht	87 / 148 / 174
Transportgewicht	8 / 8,5 / 9
Antriebsrad	610 (24")
Antriebsrad	560 (22")

00 Rahmenform (Rahmenlänge RL) in Kombination mit Sitztiefe (ST)

Der AVANTI ist in 3 Rahmenlängen erhältlich. Die Rahmenlänge ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe und wird automatisch konfiguriert. Die Rahmenform garantiert bei allen Rahmenlängen maximale Beinfreiheit und optimalen Transfer über den Stand.

CODE	BEZEICHNUNG	ST	NUTZERGEWICHT MAX.
<input type="checkbox"/> 351	Rahmen kurz, nur in Verbindung mit 22 x 1" Rad	33 - 38 cm	75 kg
<input type="checkbox"/> 352	Rahmen mittel	40 - 46 cm	135 kg
<input type="checkbox"/> 353	Rahmen lang	48 - 53 cm	135 kg, ab SB 48 max. 160 kg

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 30	SB 30 cm	351	
<input type="checkbox"/> 32	SB 32 cm	351	
<input type="checkbox"/> 34	SB 34 cm	351	
<input type="checkbox"/> 36	SB 36 cm	351, 352 und 353	
<input type="checkbox"/> 38	SB 38 cm	352 und 353	
<input type="checkbox"/> 40	SB 40 cm	352 und 353	
<input type="checkbox"/> 43	SB 43 cm	352 und 353	
<input type="checkbox"/> 46	SB 46 cm	352 und 353	
<input type="checkbox"/> 48	SB 48 cm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353
<input type="checkbox"/> 350	SB 50 cm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353 18.99.99.2002
<input type="checkbox"/> 53	SB 53 cm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353 18.99.99.2002
<input type="checkbox"/> 358	SB 58 cm	Alu-Doppelkreuzstrebe, nur mit Schiebestange Code 814	352 und 353 18.99.99.2002

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE
<input type="checkbox"/>	393	ST 33 cm	351
<input type="checkbox"/>	610	ST 35 cm	351 bis SB 46 cm möglich
<input type="checkbox"/>	368	ST 38 cm	351 bis SB 46 cm möglich
<input type="checkbox"/>	615	ST 40 cm	352
<input type="checkbox"/>	788	ST 43 cm	352
<input type="checkbox"/>	619	ST 46 cm	352
<input type="checkbox"/>	787	ST 48 cm	353
<input type="checkbox"/>	792	ST 50 cm	353
<input type="checkbox"/>	793	ST 53 cm	353

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 4 cm!

bedeutet Code 351 Rahmen kurz

bedeutet Code 352 Rahmen mittel oder Code 353 Rahmen lang

Ø LENKRAD	Vordere Sitzhöhe VSH																									
	42,5	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	56
Ø 125 Code 325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 142 Code 154	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 150 Code 143	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 180 Code 161	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 180 Code 645	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenkrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Sitzhöhenoption Vorne (VSH) für Hemiplegiker

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 173	HEMI -Lenkgabel kurz, nur in Verbindung mit 22"-Antriebsräder , seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit, für VSH 39 und 42 cm, inkl. Lenkrad 125 mm Code 325	
<input type="checkbox"/> 4906	HEMI -Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel, Anbausatz für die Verwendung mit 24"-Antriebsräder	18.99.99.0999

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz Code 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenklaufräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	18.99.99.0401

04 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-NR
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen , Trevira CS, schwarz	3 cm	18.99.99.0102
<input type="checkbox"/>	561	Sitzkissen , Trevira CS, schwarz	6 cm	18.99.99.0102
<input type="checkbox"/>	960	ERGOFORM-Sitzeinheit		18.99.99.0199

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 17 Sitz- und Rückgurfarben.

05 Sitzhöhe Hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 4 cm!

bedeutet Code 351 Rahmen kurz bedeutet Code 352 Rahmen mittel oder Code 353 Rahmen lang

	38,5	39,5	40	40,5	41	42	43	43,5	44	44,5	45,5	46	46,5	47	48	49	49,5	50,5	52
Ø 22 x 1"			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
Ø 22 x 1 ^{1/8} "		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 22 x 1"	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ø 24 x 1"						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Ø 24 x 1 ^{1/8} "								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der HSH wird automatisch die Größe des Antriebsrades konfiguriert.

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle (siehe beiliegende Informationen)

POSITION	A	B	C	D
Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Antriebsrädern in Kombination mit Sitzhöhe

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	651	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	-	24"	18.99.99.0404
<input type="checkbox"/>	695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	-	24"	18.99.99.0404

Wählen Sie Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!
Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder Code 651, 848 oder 695.
Oder bestellen Sie den Zusatzantrieb SERVOMATIC für 24"-Räder in Kategorie 17 unter Zubehör rund um den Rollstuhl.

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499
<input type="checkbox"/>	688	1068965	Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	22 x 1"	18.99.99.0499
<input type="checkbox"/>	688	1068712	Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	880	6 cm Radstandverlängerung	18.99.99.0409

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	907	3°-Radsturz, nicht in Verbindung mit Trommelbremse Code 706 und/oder Radstandverlängerung Code 880	18.99.99.0999

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	494	Aluminium	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	493	Edelstahl glänzend poliert	-	24"	
<input type="checkbox"/>	871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 48 cm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung Code 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen Code 706	-	24"	
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker Inklusive 25 mm Greifreifenabstand Code 693	-	24"	18.99.99.0904
<input type="checkbox"/>	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	18.99.99.0901
<input type="checkbox"/>	692	Greifenreifenabstand 15 mm	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	693	Greifenreifenabstand 25 mm	22"	24"	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	Ø	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung , pannensicher	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	
<input type="checkbox"/>	897	Marathon Plus Evolution Bereifung, pannensicher			24 x 1"		

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

10 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	651	Druckbremse für Fahrer	
<input type="checkbox"/>	650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099
<input type="checkbox"/>	650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099
<input type="checkbox"/>	681	Bremshebelverlängerung	18.99.99.0504
<input type="checkbox"/>	680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	18.99.99.0502

11 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE
<input type="checkbox"/>	434/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	34 cm
<input type="checkbox"/>	436/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	36 cm
<input type="checkbox"/>	438/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	38 cm
<input type="checkbox"/>	635/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	40 cm
<input type="checkbox"/>	442/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	42 cm
<input type="checkbox"/>	444/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	44 cm

12 Rückenlehne

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	621	Rücken ohne Lumbalknick
<input type="checkbox"/>	622	Rücken mit Lumbalknick

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

CODE	KOMPATIBEL MIT CODE...	621	622	502	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend. AB SB 32 cm möglich	●	●		18.99.99.0907
<input type="checkbox"/> 410	Schiebegriffe lang	●	●		
<input type="checkbox"/> 413	Schiebegriffe kurz, nicht in Verbindung mit Schiebestange Code 814	●	●		18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 17 cm stufenlos höhenverstellbar	●	●		18.99.99.0908
<input type="checkbox"/> 814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung. Nur i.V.m. Schiebegriff lang Code 410	●	●	●	18.99.99.0907
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, nur in Verbindung mit Schiebestange Code 814	●	●	●	18.99.99.0999

13 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung
7 = platzsparend einschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	7	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich, nicht in Verbindung mit Rahmen kurz Code 351	●	●	●	●			●	18.99.99.0201
<input type="checkbox"/> 81	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, kurz, therapietischtauglich	●	●	●	●			●	18.99.99.0201
<input type="checkbox"/> 84	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, Standard, therapietischtauglich Nicht in Verbindung mit Rahmen kurz Code 351	●	●	●	●			●	18.99.99.0201
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	●						●	18.99.99.0201
<input type="checkbox"/> 748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	●				●	●		18.99.99.0299

14 Beinstützen Abnehmbar Wegschwenkbar Hochschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 4507	Amputationsbeinstütze einzeln, nur rechts montiert	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 4508	Amputationsbeinstütze einzeln, nur links montiert	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützenoberteil, abnehmbar und wegschwenkbar	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 759	Beinstützenoberteil Code 93, nur links montiert	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 760	Beinstützenoberteil Code 93, nur rechts montiert	18.99.99.0399
<input type="checkbox"/> 92	Beinstützenoberteile, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, inkl. Kniepolster. Nur in Verbindung mit Fußstützen Code 805	18.99.99.0301
<input type="checkbox"/> 757	Beinstützenoberteil Code 92 einzeln, links montiert	18.99.99.0301
<input type="checkbox"/> 758	Beinstützenoberteil Code 92 einzeln, rechts montiert	18.99.99.0301
<input type="checkbox"/> 94	Ohne Bein- und Fußstützen	

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz Code 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Fußstützen Hochklappbar Höhenverstellbar Tiefenverstellbar Winkelverstellbar

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL*	HMV-NR
<input type="checkbox"/>	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	15 cm	38 - 52	18.99.99.0302
<input type="checkbox"/>	87	Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 48 cm	10 cm	38 - 52	18.99.99.0301
<input type="checkbox"/>	805	Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhenverstellbar	16 cm	38 - 52	
<input type="checkbox"/>	808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	15 cm	38 - 52	

Gewünschte USL in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

* Bitte beachten Sie: USL 38 - 52 cm bei Rahmen Code 352/353 und USL 29 - 39 cm bei Rahmen Code 351

Fußstützen Zubehör

<input type="checkbox"/>	822	Schuhanschnallriemen (Paar)			18.99.99.0305
<input type="checkbox"/>	823	Fersenhalter (Paar)			18.99.99.0304
<input type="checkbox"/>	946	Wadengurte für Einzelfußplatte			18.99.99.0099

16 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	4919	Silverline
<input type="checkbox"/>	212	Polarweiß*
<input type="checkbox"/>	185	Marrekeschbraunmetallic
<input type="checkbox"/>	216	Tiefschwarz

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

* verlängerte Lieferzeiten

17 Sitz- und Rückengurtfarben

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	287	Tiefschwarz, Polyester
<input type="checkbox"/>	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (nur für Rücken möglich)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	18.99.99.0999

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)	18.99.99.0408
<input type="checkbox"/> 729	1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408
<input type="checkbox"/> 730	1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 309	Auftrittrohre (Paar)	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 4930	1 Auftrittrohr, links montiert	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert	18.99.99.0999

Therapietische nur in Verbindung mit Seitenteil Code 21, 81 und 84

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 38 - 58 cm Sitzbreite Bei Rahmen kurz Code 351 nur in Verbindung mit Seitenteil Code 81 Eingeschränkte hintere Sitzhöhen und Armlehnenhöhen	18.99.99.0801
<input type="checkbox"/> 930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn. AB SB 38 cm möglich	18.99.99.0801
<input type="checkbox"/> 931/60	Therapietisch, halbseitig links , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt. Nur i.V.m. Seitenteil Code 21 / Code 84	18.99.99.0801
<input type="checkbox"/> 931/74	Therapietisch, halbseitig rechts , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt. Nur i.V.m. Seitenteil Code 21 / Code 84	18.99.99.0801

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sonstiges Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905
<input type="checkbox"/> 970	Gehilfenhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr Code 309, 4930 oder 4931	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 912	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 951	Zubehörnetz (Einkaufsnetz)	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 1046303	SERVOMATIC Zusatzantrieb für 24"-Räder, Verstärkungsfaktor 1,5 fach Nur ab Lenkradgröße 142 mm	18.99.08.1007
<input type="checkbox"/> 1046360	SERVOMATIC Zusatzantrieb für 24"-Räder, Verstärkungsfaktor 3,0 fach Nur ab Lenkradgröße 142 mm	18.99.08.1007

Xtrends Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR
<input type="checkbox"/> 261519300	X-TREME Rucksack	
<input type="checkbox"/> 261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder	
<input type="checkbox"/> 206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999
<input type="checkbox"/> 261599900	Uhr „MEYRA ACTIVE“ in silberner Geschenkbox	

Kommentare zur Bestellung:

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------




03

Artikel 1072386




07

CODE 651




07

CODE 848




07

CODE 695




07

Artikel 1068705



07

Artikel 1068965




07

Artikel 1068713



12

CODE 238



12

CODE 814



13

CODE 21



13

CODE 81



13

CODE 84



13

CODE 100




13

CODE 748




14

CODE 52/4507/4508




14

CODE 93/759/760




14

CODE 92/757/758



15

CODE 54



15

CODE 87



15

CODE 805



15

CODE 808

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP	PASSIV	MITTEL		AKTIV
Position	A	B	C	D
Distanz * in mm	25	40	55	70

* Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine schriftliche Angebotsbestätigung annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Angebotsbestätigung zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 75,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zusätzlich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden

im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Verpfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der

gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteils-eigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstands zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstands entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaftige Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

10. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei Sonderanfertigungen verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anfordern ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

11A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, Sonderanfertigungen, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. benutzte Bandagen und Orthesen, gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender.

11B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

11B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

11B.2. Stornierungen sind schriftlich zu erfolgen.

11B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.

Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewicht-rollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

11C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

13. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

Recht, salvatorische Klausel

13.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

13.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

13.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

13.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.