

MEYRA[®]
Motivation

Kinderland



B-R-I-X

Model 1.123

BRIX – den rigtige



Så meget kørestol som nødvendig og så meget klapvogn som muligt – det er definitionen på den nye børnekørestol BRIX. Det er ikke bare en "skrumpet" voksen kørestol men en kørestol designet til børn og Deres forældre. 8 forskellige sædebredder og sædedybder, 2 rammelængder, forskelligt tilbehør og 25 farve kombinationer er alle aspekter der er med til at udtrykke din personlighed.


B-R-I-X



Siderammen er placeret lige over drivhjulene og giver alligevel en god og behagelig sidestøtte til kroppen.



Den buede, perforerede sideramme giver en lang række af indstillingsmuligheder for sæde og ryggen, armstøtte, lårstøtte, sædevinkel samt sædehøjde.



Sædedybden kan justeres 10 cm. i intervaller af 1 cm. vha. små clips som let fjernes til den ønskede position.



Plads til børnene!



Skubbebøjlen kan vha. 2 små knapper højde- og vinkelindstilles til den ønskede position. Skal barnet selv køre kan bøjlen klappes helt ned så den ikke er i vejen under kørsel.



De gennemsigtige tøjbeskyttere er trinløst indstillelige og kan let af- og påmonteres.



De solide forgafler er lette og elegante i deres design.



Den skridsikre fodplade er beregnet til at barnet kan indsætte et favorit foto eller tegning.





For en ekstra sikkerhed er BRIX forsynet med en anti-tip centralt placeret under kørestolen. Anti-tippen kan let svinges væk hvis den ikke skal bruges.



Egerbeskytter med sommerfugle



Egerbeskyttere med delfiner



**Certificeret i henhold til
DIN EN ISO 9001 (08/94)
DIN EN 46001 (09/96)**

MEYRA[®]
Motivation

Meyra Danmark
Støberivej 1 · DK-3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55
Fax 47 10 77 53

www.meyra.dk
salg@meyra.dk