

Service 3.600—Transportstol i stål



Solid og robust transportstol til alle formål

Service 3.600 er en robust stol til en særdeles fornuftig pris. Stolens solide kryds, samt 2 føringsrør i sæderammen sikrer stolen en god stabilitet samtidig med, at den let kan klappes sammen. Stolen er med en solid stålrammekonstruktion velegnet som transportstol på sygehuse, i lufthavne og plejehjem.

Kvaliteten fornægter sig ikke. Service har fungeret som den foretrukne transportstol på sygehuse i mere end 30 år og har herigennem bevist at det er en stol der kan leve op til det hårde brug der er her.

For at modvirke det, desværre stigende problem med at inventar på landets sygehuse fjernes, kan Service leveres med fastmonterede baghjul samt lås for benstøtter og kryds således at stolen bliver mere "besværlig" at stjæle. Derudover trykker vi alle former for logoer og tekster efter kundens ønske hvilket yderligere er med til at synliggøre ejerforholdet.

Stolen kan yderligere leveres med tromlebremser, eleverbare benstøtter, 12" transporthjul samt en række andre tilbehørsdele.

Sædebredde	Varenummer	HMI nummer	Tekniske data	
38 cm.	60335	6085	Sædebredde:	40/45/48/51 cm.
40 cm.	60325-1	6086	Sædedybde:	44 cm.
43 cm.	60326-1	6087	Ryghøjde:	40 cm.
45 cm.	60327-1	19300	Bredde køreklar:	Sædebredde +22 cm.
48 cm.	60322	6088	Bredde sammenklappet:	31 cm.
51 cm.	60321	53245	Sædehøjde:	52 cm.
			Armlænsenhøjde:	24 cm.
			Længde med fodstøtter:	108 cm.
			Vægt:	19-21 kg.
			Transportvægt:	11-13 kg.
			Max. belastning:	120-150 kg.
			Drivhjul:	24" eller 12"

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk