

# ROOMY NEW EDITION®

**Universelt understel**  
Universal undercarriage



Passiv siddestilling  
Passive seating



**interco**  
Seat up your Life!

## Nysgerrighed har brug for plads

### Allowing curiosity unlimited space

---

ROOMY eller ROOMY NEW EDITION er optimale sædeskalsunderstel til indendørs brug. Sammen med et standardiseret eller individuelt sædesystem opfylder de brugerens behov for mobilitet og uafhængighed.

#### **Fleksibilitet med sociale aspekter**

ROOMY NEW EDITION er et mobilt indendørs-understel, som præcist er tilpasset kravene til indendørs brug. Med denne model får brugeren fuld bevægelsesfrihed, og der er nu intet til hinder for at blive integreret i hjemmet eller komme i børnehaven. For barnets sædeskal kan ikke kun sænkes helt ned til gulvet, men også hæves op til bordhøjde.

#### **En konstruktion, der er enkel at betjene og vokser i takt med barnet**

ROOMY NEW EDITION udmærker sig ved dens lave totalvægt på ca. 17 kg med letkørende hjul og uden sædeskal. Håndteringen er let for forældre og plejere. Og den kan mere: Stellets konstruktion giver mulighed for at påmontere forskellige sædesystemer vha. en trapezformet adapter. På den måde er det muligt at tilpasse systemet alt efter alderstrin og udviklingsstadiet. ROOMY og ROOMY

ROOMY NEW EDITION and ROOMY are optimum seat shell undercarriages for indoors. Together with a specific seating system, it helps the patient achieve mobility and independence.

#### **Flexibility that integrates**

ROOMY NEW EDITION is a movable room undercarriage that is adapted precisely to indoor requirements. Freedom of movement and integration at home or in the kindergarten are no longer a problem with this system. Because the child's seat shell can be lowered almost right down to the floor or raised to table height.

#### **Easy to operate and growing with the patient**

ROOMY NEW EDITION distinguishes itself through its low overall weight of approximately 17 kg – with lightweight rollers and without seat shell. This enables comfortable and quick handling for parents and carers. Even more: the construction of the frame offers the possibility of assembling various seating systems with the help of a trapezoid adapter. This enables adaptation to the requirements of different age groups as well as use of the system over various stages of development. ROOMY NEW EDITION and ROOMY can be combined with the functional seat shell systems MAGICLIGHT, MAGICLINE, ORTHOLIGHT and ERGOLINE passive.



ROOMY NEW EDITION (indendørs-version)  
ROOMY NEW EDITION (outdoor version)

# ROOMY NEW EDITION®

HMV-nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NEW EDITION Indoor)  
26.99.01.1028 (ROOMY NEW EDITION Outdoor)  
26.99.01.0004 (ROOMY)



Letskørende hjul Ø 125 mm  
Lightweight rollers Ø 125 mm

NEW EDITION kan kombineres med de funktionelle sædeskalsystemer MAGICLIGHT, MAGICLINE, ORTHOLIGHT og ERGOLINE passiv.

### Variabel justering

ROOMY NEW EDITION er bygget af ovale stålrør, der er beskyttet af et pulverlakeret miljøvenligt holdbart lag plastmateriale.

De fire svingbare letkørende hjul er lette at bremse og kan fikseres i forskellige retninger. Sædeenheten kan vha. en gasfjeder justeres i hældningsgraden fra 0 til 35 grader. Inklusive sædeskål har den en maksimal belastning på 70 kg. ROOMY NEW EDITION fås i to udførelser: med letkørende hjul (125 eller 100 mm) eller med følgende dæk (12" eller 16"), luftfyldte eller massive. ROOMY NEW EDITION kan yderligere udstyres med et aftagelig skubbehåndtag, hvis man ønsker at styre kørslen.

Vi anbefaler dig - i fællesskab med din terapeut - at udvælge det passende hjælpemiddel til dit barn. Vi er naturligvis også parate til at hjælpe på selve stedet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os. Vi hjælper gerne!



Monteringsystem til påsætning af forskellige sædesystemer  
Adapter receptacle for the adaptation of different seating systems

### Variable adjustment and diverse accessories

ROOMY NEW EDITION is made from oval steel tubing and is given permanent protection by a powder-coated, environmentally-friendly, synthetic coating. The four swivelling, lightweight rollers are easy to brake and can be secured in differing directions. The seat unit can be inclined within an adjustment range of 0 to 35 degrees via gas-pressure springs. The maximum load, including seat shell, is 70 kilograms. ROOMY NEW EDITION is available in two versions: with lightweight rollers (125 or 100 mm) or tyres (12" or 16"), air-filled or accident-proof. To enable steered movement, ROOMY NEW EDITION must be equipped with a removable pushing grip.

We recommend that you select the suitable technical aids for your child together with your specialist doctor, therapist and with a specialist medical equipment dealer of your choice. We at interco shall be pleased to provide you with assistance on site. Questions? Simply give us a call – we shall be glad to help.

## Medicinske krav

### Medical requirements

---

Ved anvendelse af skalsæder og modulopbyggede sædesystemer til børn er det obligatorisk med kørestel henholdsvis understel til indendørs og/eller udendørs brug. Dette øger mobiliteten og letter transporten af brugeren.

Din personlige rådgiver hjælper med at finde frem til en individuel løsning under hensyntagen til de personlige behov. Vi garanterer levering af reservedele eller en ny tilpasning i mange år fremover.

In care with seat shells and modular seating systems for children, undercarriages are obligatory for indoors or outdoors. They serve the mobility and transport of the insured party. An indication for undercarriages is therefore always the accommodation of the seat shell.

Your personal, local specialist advisor will assist you in the planning of an individual solution, taking account of your personal requirements. We at interco guarantee the availability of replacement parts or readjustment over a period of years.



ROOMY understel  
ROOMY undercarriage

# ROOMY NEW EDITION®

HMV-nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NEW EDITION Indoor)  
26.99.01.1028 (ROOMY NEW EDITION Outdoor)  
26.99.01.0004 (ROOMY)



ROOMY NEW EDITION (indendørs-version)  
i kombination med MAGICLIGHT

ROOMY NEW EDITION (indoor version)  
in combination with MAGICLIGHT



ROOMY i kombination med ORTHOLIGHT  
ROOMY in combination with ORTHOLIGHT

## Technische Daten

### Technical data

ROOMY NEW EDITION	med 125 /100 mm letkørende hjul		med 12" hjul	med 16" hjul
	Kort udgave	Lang udgave		
Maksimal længde	800/750 mm	900/850 mm	ca. 990 mm	ca. 1040 mm
Maksimal bredde	600/580 mm	600/580 mm	ca. 700 mm	ca. 700 mm
Minimumshøjde til adapterens øverste kant	ca. 240/210 mm	ca. 240/210 mm	ca. 315 mm	ca. 315 mm
Maksimal højde til adapterens øverste kant	ca. 680/650 mm	ca. 680/650 mm	ca. 750 mm	ca. 750 mm
Totalvægt uden sædeskal	17/16 kg	17/16 kg	23 kg	24 kg
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Trinløs justering af hældningen i mellemste og højeste højdeindstilling	0 til 35° (-10 til 25°)*	0 til 35° (-10 til 25°)*	0 til 35° (-10 til 25°)*	0 til 35° (-10 til 25°)*
Trinløs justering af hældningen i nederste højdeindstilling	til ca. 15°	til ca. 15°	til ca. 15°	til ca. 15°
<b>Udstyr</b>	Letløbshjul med bremses og retnings-spærre; Tilvalg: Let aftagelig, højde- og vinkelindstillelige skubbehåndtag		4 luft eller punkterfrie baghjul i 12" eller 16" og 200×50 mm forhjul; tromlebremser med bremsegreb på skubbehåndtag.	

ROOMY	med 75 mm hjul
Totalvægt uden sædeskal	ca. 12 kg
Maksimal belastning (inkl. sædeskal)	60 kg
Maksimal længde	590 mm
Maksimal bredde	500 mm
Manuelt sædevip på adapterpladen	-10° til 30°
Maksimal højde til adapterens øverste kant	ca. 500 mm
Minimumshøjde til adapterens øverste kant	ca. 370 mm
<b>Udstyr</b>	Dobbelthjul med bremse

# ROOMY NEW EDITION®

HMV-nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NEW EDITION Indoor)  
 26.99.01.1028 (ROOMY NEW EDITION Outdoor)  
 26.99.01.0004 (ROOMY)

ROOMY NEW EDITION	with 125-/100-mm light-weight rollers		with 12" wheels	with 16" wheels
	short version	long version		
Maximum length	800/750 mm	900/850 mm	approx. 990 mm	approx. 1040 mm
Maximum width	600/580 mm	600/580 mm	approx. 700 mm	approx. 700 mm
Minimum height, upper edge of the adapter	approx. 240/210 mm	approx. 240/210 mm	approx. 315 mm	approx. 315 mm
Maximum height, upper edge of the adapter	approx. 680/650 mm	approx. 680/650 mm	approx. 750 mm	approx. 750 mm
Total weight without shell	17/16 kg	17/16 kg	23 kg	24 kg
Max. load (including seat shell)	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Inclination adjustment range in intermediate and upper height adjustment setting	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*
Inclination adjustment range in lower height adjustment setting	up to approx. 15°	up to approx. 15°	up to approx. 15°	up to approx. 15°
<b>Equipment</b>	Lightweight rollers with brakes and directional parking; Option: easily removable, height and angle-adjustable pushing grip		4 air or accident-proof tyres in 12" or 16" wheelsize (rear) and 200×50 mm wheelsize (front); drum brakes with Bowden cable and brake levers on the pushing grip	

ROOMY	with 75-mm wheels
Weight without shell	approx. 12 kg
Max. load (including seat shell)	60 kg
Max. length	590 mm
Max. width	500 mm
Adapter plate angle adjustment	-10° to 30°
Max. total height (to the upper edge of the adapter plate)	approx. 500 mm
Min. total height (to the upper edge of the adapter plate)	approx. 370 mm
<b>Equipment</b>	double lightweight rollers with brakes and parking

Gesellschaft für Planung und Vertrieb  
von Rehabilitationshilfen mbH

Im Auel 50  
53783 Eitorf  
Germany

T. +49 2243 8807-0  
F. +49 2243 8807-29  
E. [info@interco-reha.de](mailto:info@interco-reha.de)  
I. [www.interco-reha.de](http://www.interco-reha.de)

Denne brochure er blevet udleveret af / This brochure is presented by:

**MEYRA®**  
**We move people.**

Meyra Ortopedia Danmark K/S  
Støberivej 1  
3660 Stenløse  
Tlf. 47 10 77 55  
Fax. 47 10 77 53

Din kompetente partner i din nærhed / Your competent local partner

© interco GmbH, Eitorf, 2014  
Version august 2014  
Ret til tekniske ændringer forbeholdes

Status as per August 2014  
Subject to technical alterations  
without prior notification

Certificeret ifølge  
Certified as per  
**DIN EN ISO 9001:2008**  
Reg.-nr. 73 100 357-1  
**DIN EN ISO 13485:2007**  
Reg.-nr. 70 105 357-1  
TÜV Hessen

