

Fellow Classic — Rollator

Fellow Classic, svensk kvalitets rollator med lang holdbarhed og stor genbrugsværdig!

- Ergonomiske greb
- Udskiftelig polstring på greb
- Rustfrie kabler— forstærket
- Drænhuller i rammen
- Stabile hjul
- Nem at klappe sammen
- Reduceret vægt
- Trinløs indstilling af håndtag
- Nyt og tidløst design
- 3 års garanti
- 5 varianter

Masser af tilbehør:

- Kurv med håndtag
- Stokkeholder
- Ryglæn
- Bakke
- Slæbebremser
- Taske
- Holder til ilflaske



Tekniske Data:	Smal	Standard	Høj	Lav	Bred
Håndtagshøjde:	77-95 cm. trinløs	77-95 cm. trinløs	82-100 cm. trinløs	69-82 cm. trinløs	77-95 cm. trinløs
Sædehøjde:	58,5 cm.	58,5 cm.	64 cm.	50,5 cm.	58,5 cm.
Sædebredde:	44 cm.	44 cm.	44 cm.	44 cm.	46 cm.
Bredde:	59,5 cm.	63 cm.	62,5 cm.	61,5 cm.	68,5 cm.
Længde:	69 cm.	68 cm.	69 cm.	58 cm.	68 cm.
Vægt:	8,2 kg.	8,2 kg.	8,5 kg.	7,8 kg.	9,0 kg.
Transportmål (LxBxH):	85x59,5x29 cm.	86x63x29 cm.	91x62,5x29 cm.	76x61,5x29 cm.	86x69x29 cm.
Max. brugervægt:	130 kg.	150 kg.	130 kg.	130 kg.	150 kg.
Hjulstørrelse:	195x44 mm.	195x44 mm.	195x44 mm.	195x44 mm.	195x44 mm.
Varenummer:	61580	61581	61582	61583	61584
HMI nummer:	45171	45243	45240	45242	45238

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk