



GRILLO *By* **ORMEJA**

***Lækker og eksklusiv gangvogn
til børn og unge***

7 versioner

2 modeller

Foldbar ramme

Gangtræning med konstant tyngdepunkt

Præcise og kontinuerlige justeringer

Udskiftelige komponenter

2 rammer der dækker 4 størrelser

2 ergonomiske og uafhængige støtter til overkrop og bækken

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk



Grillo er en ideel gangtræner designet til at hjælpe og til at gøre barnet mere selvhjulpne og mobil.

Det stilsikre italienske design og det patenterede højdejusteringssystem gør Grillo til et unikt, sikkert og ikke mindst elegant produkt.

De mange muligheder for støtte samt talrige indstillinger gør det nemt at tilpasse Grillo til de forskellige behov brugeren måtte have.

Det patenterede højdejusteringssystem gør det desuden muligt løbende at tilpasse Grillo i takt med at barnet vokser. Således dækker 1 ramme to størrelser og de mange muligheder gør det desuden muligt at bygge hele 7 versioner der hver og en tilgodeser et specielt behov hos barnet.

Alle justeringer gøres uden brug af værktøj—nemmere kan det simpelthen ikke blive!

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk

Frontdrevet PT version

med støtte til overkrop og bækken

Til dem som har brug for støtte af bækken og overkrop. To uafhængige støtter guider brugeren til at gå fremad så et naturligt gangmønster kan opnås.



Truncus støtte

Justerbar med mulighed for tilpasning til forskellige behov

Bækken støtte

Fastholder bækkenet og giver øget sikkerhed og stabilitet

Styrebøjle

Justerbar bøjle som giver brugeren et fixpunkt og følelsen af øget sikkerhed

Sele

Støtter brugeren og skaber øget trykthed. Ingen trykrisiko

Varenummer:

Str. 1-2 40400

Str. 3-4 40400-1

HMI nummer:

Str. 1-2 80382

Str. 3-4 80383

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk

Frontdrevet PA version med bækken- og underarmsstøtte

Til dem som har brug for støtte af bækken og som har delvis truncus kontrol. Underarmsstøtte med greb giver mulighed for øget balance og kontrol.



Bækken støtte

Fastholder bækkenet og giver øget sikkerhed og stabilitet

Underarmsstøtter

Justerbar støtte som hjælper brugeren til at fastholde kontrol og stabilitet af kroppen

Sele

Støtter brugeren og skaber øget tryghed. Ingen trykrisiko

Varenummer:
Str. 1-2 40401
Str. 3-4 40401-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80392
Str. 3-4 80393

Bagudvendt PT version

med bækken- og underarmsstøtte

Til dem som har brug for støtte af bækken og overkrop. Denne version giver mulighed for fremadrettet bevægelse uden forhindringer. To uafhængige støtter guider brugeren til at gå fremad så et naturligt gangmønster kan opnås.



Truncus støtte

Justerbar med mulighed for tilpasning til forskellige behov

Bækken støtte

Fastholder bækkenet og giver øget sikkerhed og stabilitet

Håndtag

Giver støtte til overkroppen og sikrer brugeren et fast greb for øget kontrol af gangvognen

Sele

Støtter brugeren og skaber øget tryktryk. Ingen trykrisiko

Varenummer:
Str. 1-2 40402
Str. 3-4 40402-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80394
Str. 3-4 80395

Bagudvendt PA version

med bækken- og underarmsstøtte

Giver støtte til bækken og overkrop. Vel-egnet til de brugere der har en rimelig god truncus kontrol.



Bækken støtte

Fastholder bækkenet og giver øget sikkerhed og stabilitet

Underarmsstøtter

Justerbar støtte som hjælper brugeren til at fastholde kontrol og stabilitet af kroppen

Sele

Støtter brugeren og skaber øget tryghed. Ingen trykrisiko

Varenummer:
Str. 1-2 40403
Str. 3-4 40403-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80396
Str. 3-4 80397

Bagudvendt SA version

med underarmsstøtte, lændestøtte og opklappeligt sæde

Velegnet til de brugere der har en rimelig god truncus kontrol. Underarmsstøtterne hjælper brugeren til at fastholde kontrollen af overkroppen og til bedre at kunne manøvrere gangvognen



Lændestøtte

Lændestøtten tilskynder brugeren til at gå

Underarmsstøtter

Justerbar støtte som hjælper brugeren til at fastholde kontrol og stabilitet af kroppen

Foldbar sæde

Giver brugeren et sikkert sted at hvile når det er nødvendigt. Sædet kan nemt klappes op under gang

Varenummer:
Str. 1-2 40404
Str. 3-4 40404-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80398
Str. 3-4 80399

Bagudvendt P version

Med bækkenstøtte, håndtag og seler

Med støtte til bækkenet er den til brugere med en rimelig truncus kontrol.



Bækken støtte

Fastholder bækkenet og giver øget sikkerhed og stabilitet

Håndtag

Giver støtte til overkroppen og sikrer brugeren et fast greb for øget kontrol af gangvognen

Sele

Støtter brugeren og skaber øget tryghed. Ingen trykrisiko



Varenummer:
Str. 1-2 40405
Str. 3-4 40405-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80400
Str. 3-4 80401

Bagudvendt L version

Med lændestøtte og håndtag

Til brugere med god truncus og bækken kontrol og som blot har behov for et solidt og sikkert udgangspunkt for at kunne gå



Lændestøtte

Lændestøtten tilskynder brugeren til at gå

Håndtag

Giver støtte til overkroppen og sikrer brugeren et fast greb for øget kontrol af gangvognen

Varenummer:
Str. 1-2 40406
Str. 3-4 40406-1

HMI nummer:
Str. 1-2 80402
Str. 3-4 80403

Patenteret højdejusteringssystem

Brugerens tyngdepunkt forbliver konstant under højdejusteringen



Det patenterede justeringssystem indstilles vha. to gascylindrer. Justeringen af højden kan gøres med brugeren i gangstativet, både i den statiske og dynamiske fase.

Muligheden for at kunne indstille højden med et konstant tyngdepunkt betyder at Grillo kan vokse med barnet der dermed kan have det samme gangredskab i en længere periode.

35 cm. interval på str. 1-2
49 cm. interval på str. 3-4



2 uafhængige støtter

Justerbar og ergonomisk støtte til bækken og truncus

De 2 justerbare støtter giver god kontrol og er komfortable i brug. Deres opbygning efterligner måden hvorpå en forældre ville holde og støtte sit barn og yder dermed den nødvendige tryghed for at opretholde en brugbar gangfunktion. Støtterne er justerbare i både bredde, højde og vinkel såvel som i fremad og bagud retning.



Justerbar fremad / bagud



Justerbar vinkel



Justerbar omkreds og bredde



Justerbar højde



Hurtige og enkelte justeringer

Grillo er konstrueret så alle justeringer kan foretages uden brug af værktøj. Justeringen er hurtig og sikker og kan gøres mens barnet er i gangvognen. Alle komponenter er udskiftelige og kan nemt blive tilføjet eller afmonteret.



Målskala

På alle justerbare støtter er der målskala så man nemt kan finde den rigtige position f.eks. efter at Grillo har været foldet sammen for transport eller hvis den skal tilpasses en ny bruger. Det unikke system gør det nemt at anvende Grillo til flere forskellige brugere på institutioner, skoler, børnehaver mm.



Åbn spændgrebet



Juster til den ønskede højde



Luk spændgrebet igen



Simpelt og hurtigt foldesystem

Grillo kan foldes sammen i en enkelt funktion og optager dermed et minimum af plads under transport. Gangvognen kan foldes sammen uden at nogle af delene skal afmonteres.



Ormesa design hjul, velegnet til alle underflader

Hjulenes profil yder en god stabilitet og komfort på alle typer underlag. Hjulene er punkterfrie og kræver derfor ingen vedligehold

Baghjul med:

Antireverse system. Nem og hurtigt at betjene. Sikrer at gangvognen ikke kan køre baglæns. Det anbefales at bruge dette system til brugere der ikke har en god hoved/truncus kontrol og for brugere der anvender gangvognen for første gang.

Justerbar slæbebremse. Reducerer gangvognens hastighed. Kan nemt justeres i 4 intervaller

Hjulbremse. Baghjulene bremses nemt ved at vride et lille håndtag. Dette er i særdeleshed brugbart når barnet skal placeres i gangvognen samt under transport.

Forhjul med:

Retningsspærre. Dette system forhindrer forhjulene i at svinge og sikrer dermed at brugeren kun kan gå i en lige linje. Denne funktion sørger for at barnet kun skal koncentrere sig om at gå og ikke også at korrigere retningen.

Ergonomisk sele

Har en let abduktions effekt uden at selen genererer tryk i skridtet på brugeren. Selen er konstrueret således at den yder optimal komfort og sikkerhed og er nem at justere. Selen kan afmonteres uden brug af værktøj og kan maskinvaskes.



Alsidiq og justerbar

Truncus støtte



Hofte støtte



Ergonomisk sele



Styrebjøle



Højde og dybdejusterbar
(kun til frontdrevet)

Underarmsstøtter



Justerbar dybde



Justerbar vinkel



Justerbar til siden



Justerbar i højden



Justerbar i håndledsvinkel



Kan også monteres på
Håndtagene på Grillo