

# Armadillo

## Multijusterbar postural støtte

*Hjælpemidlet til brugeren med kyfotisk ryg eller der hvor bagdelen skal have lidt ekstra plads*



- Armadillo kan vinkles i øverste og nederste led
- Fordybning i rammen af hensyn til prominente tornapper
- Mulighed for montering af kropsnære sidestøtte, bækenstøtte, samt nakkestøtte
- Armadillo fås i bredder fra 35—61 cm

### Armadillo—tekniske data

- Øverste led kan vinkles 40° frem og 20° bagud
- Nederste led kan vinkles 30° frem og 30° bagud
- Beslaget kan justeres 4,5 cm i dybden
- Fleksible beslag på skallen, så ryggen kan monteres på forskellige stolebredder
- Armadillo kan monteres på alle runde rygrør
- Ryggen kan vinkles 25° frem og tilbage i beslaget
- Armadillo er polstret med 2 lag skum—koldskum og visco-elastisk skum med kølende gel-kugler
- Betrækket er fremstillet af Airmesh—et luftgennemtrængeligt stof
- Armadillo er let at af- og påmontere kørestolen



Rygbredde:	Varenummer:	HMI-nr.:
35-41 cm.	80845	87479
41-46 cm.	80846	87480
46-51 cm.	80847	87481
51-56 cm.	80848	87482
56-61 cm.	80849	87483
61-66 cm.	80850	87484

**MEYRA Aps—Støberivej 1— 3660 Stenløse**  
**Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53**  
**[www.meyra.dk](http://www.meyra.dk)—[salg@meyra.dk](mailto:salg@meyra.dk)**