

HA PC *Height Adjustable Plus Contour*

16 cm dyb lateral støtte optimerer positionering



Generel information

- HA PC kan trinløst højdejusteres fra 40–50 cm
- Øverste del sikrer valgfri placering af støtte omkring truncus, samt ryghøjden.
- Nederste del sikrer fast støtte til bækkenet
- HA PC fås i bredde 40–61 cm
- Mulighed for montering af nakkestøtte—3 varianter
- Ekstra puder kan give øget lændestøtte eller lateral støtte

HA PC—tekniske data

- Beslaget kan justeres 4,5 cm i dybden
- AHPC kan monteres på alle runde rygrør
- Ryggen kan vinkles 25° frem og tilbage i beslaget
- HA PC er polstret med 2 lag skum—et lag polyurethan og en blødere skum, så der opnås god komfort for brugeren
- Betrækket er fremstillet af Airmesh—et luftgennemtrængeligt stof
- HA PC er let at af- og påmontere kørestolen

Rygbredde:	Varenummer:	HMI-Nr.:
40-43-46 cm.	80817	89691
46-48-50 cm.	80818	89692
50-53-55 cm.	80819	89693
55-59-60 cm.	80820	89694

MEYRA Aps—Støberivej 1— 3660 Stenløse
Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53
www.meyra.dk—salg@meyra.dk