



Avanti Pro2 - Svingbare benstøtter!

Avanti Pro2 er en let og ikke mindst alsidig aktiv kørestol, der kan dække et bredt marked med sædebredder fra 36 cm. og helt op til 58 cm. Stolen er stærk, smidig og elegant og kan vha. den smarte opbygning, nemt tilpasses de fleste brugere.

Let og fleksibel!

Med en egenvægt fra 12 kg. og en maksimal belastning på helt op til 160 kg. får man, med Avanti Pro2, både en let stol men samtidig også en stærk og solid stol til den tunge bruger. Stolens stabile kryds samt de to-delte svingbare og aftagelige benstøtter, giver både styrke og fleksibilitet. Ved at indstille stolens balancepunkt, kan specifikke ønsker til balance og køreegenskaber nemt tilpasses, ligesom øvrige tilpasningsmuligheder i form af justerbar stropryg, benstøtte længde, armlæns højde mm. alle er elementer der er med til at individualisere stolen til det enkelte behov.

Kvalitet og god økonomi!

Med Avanti Pro2 har vi formået at skabe en smart, elegant og ikke mindst velkørt aktiv kørestol til en særdeles attraktiv pris. Med priser startende fra kr. 11.325,- ekskl. moms kan alle være med. Det omfattende tilbehørsprogram gør det desuden muligt at tilpasse stolen nøjagtigt til det individuelle behov.

Features

- **Sædebredder fra 32 til 58 cm.**
- **Sædedybde fra 33 til 53 cm.**
- **Vægt fra kun 12 kg. køreklar**
- **Transportvægt kun 8,5 kg.**
- **Maksimal belastning 160 kg.**
- **Justerbart balancepunkt**
- **4 rammefarver**

Pris eksempel

Standard stol med højdeindstillelige armlæn, højdeindstillelige skubbehåndtag, stropryg med Climatex betræk, 2-delte svingbare benstøtter, standard drivhjul samt svingbare antitip.

11.995,- ekskl. moms

Tillæg:

Sædebredde 50 og 53 cm.	1.100,-
Sædebredde 58 cm.	1.400,-
Eleverbare benstøtter	575,-

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse

Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53

www.meyra.dk—salg@meyra.dk

Avanti Pro2 - Svingbare benstøtter!

Tilbehør:

- Højdeindstillelige skubbehåndtag
- Armlæn integreret i alu. skærm
- Svingbart armlæn kort
- Svingbart armlæn lang
- Svingbare antitip
- Letvægtshjul
- 3° hjulcambring
- Forskudt akse
- Letvægtsfodplade
- Alu. Fodplade 10 cm. dyb
- Alu. Fodplade 15 cm. dyb
- Vinkelindstillelige fodplader
- Vinkel- og dybdeindstillelige fodpl.
- Transportbeslag ISO 7176-19
- Højdejusterbar ryg samt stropsæde
- Tromlebremser
- Bremsstangsforlængere
- Enhåndsbremse
- Stabilisatorstang
- Stabilisatorstang—foldbar med ryg
- Hovedstøtte
- Trædepedal
- Rangerhjul
- Universalbord, sb. 38 til 48 cm.
- Plexiglasbord sædebredde bestemt
- Stokkeholder
- Hjælpemotor
- Diverse seler og bespænding
- Dobbelte drivringe (enhåndsdrift)
- Optigrip silicone drivringe

Tekniske data:

Sædebredde:	32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53, 58 cm.
Sædedybde:	33, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53 cm.
Sædehøjde for:	39* til 56 cm. *med HEMI kit
Sædehøjde bag:	38 til 52 cm.
Ryghøjde:	34, 36, 38, 40, 42, 44 cm.
Bredde køreklar:	Sædebredde +20 cm.
Bredde sammenklappet:	28 cm.
Armlæns højde:	16* til 29 cm. *på junior stol
Længde med fodplade:	87 til 96 cm.
Maksimal belastning:	160 kg.
Vægt fra:	12 kg.
Transportvægt:	8,5 kg.

Avanti Pro2 - Svingbare benstøtter!

HMI nummer:

Sædebredde	Sædedybde	Varenummer	HMI nummer	Sædebredde	Sædedybde	Varenummer	HMI nummer
32	33	68400	53126	46	40	68433	53150
32	35	68401	53127	46	43	68434	53151
32	38	68402	53128	46	46	68435	53152
34	33	68403	53129	46	48	68436	53153
34	35	68404	53130	46	50	68437	53154
34	38	68405	53131	46	53	68438	53155
36	33	68406	53132	48	40	68439	53156
36	35	68407	53133	48	43	68440	53157
36	38	68408	53134	48	46	68441	53158
36	40	68409	71547	48	48	68442	53159
36	43	68410	71548	48	50	68443	53160
36	46	68411	71549	48	53	68444	53161
36	48	68412	71550	50	40	68445	53162
36	50	68413	79507	50	43	68446	53163
36	53	68414	71551	50	46	68447	53164
38	40	68415	53135	50	48	68448	53165
38	43	68416	53136	50	50	68449	53167
38	46	68417	53137	50	53	68450	53168
38	48	68418	79509	53	40	68451	53169
38	50	68419	79510	53	43	68452	53170
38	53	68420	79511	53	46	68453	53171
40	40	68421	53138	53	48	68454	53172
40	43	68422	53139	53	50	68455	53173
40	46	68423	53140	53	53	68456	53174
40	48	68424	53141	58	40	68457	53175
40	50	68425	53142	58	43	68458	53176
40	53	68426	53143	58	46	68459	53177
43	40	68427	53144	58	48	68460	53178
43	43	68428	53145	58	50	68461	53179
43	46	68429	53146	58	53	68462	53180
43	48	68430	53147				
43	50	68431	53148				
43	53	68432	53149				

Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse

Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53

www.meyra.dk—salg@meyra.dk