

## Budget—Transportstol i aluminium



### Let transportstol til Lavpris

Budget er en enkel og let transportkørestol der leveres med faste skubbehåndtag, opklappelige armlæn, to-delte svingbare benstøtter, drivhjul med quick release samt punkterfrie hjul.

Har du brug for en enkel transportstol til ture i skoven, i tivoli eller måske som en del af handicapbussen så er Budget det klare valg.

Budget er på trods af den lave vægt en stabil og solid stol der ikke kræver meget vedligehold. Stolen har en af markedets smalleste udvendige mål på blot sædebredden +18 cm.

Sikkerheden er i top derfor er Budget testet og godkendt til brug som persontransport i busser.

Budget kan udbygges med et par enkelte tilbehørsdele som tromlebremser, antitip samt eleverbare benstøtter.

Sædebredde	Varenummer	HMI nummer	Sædebredde:	38, 40, 43, 46, 48, 51 cm.
38 cm.	70200	77931	Sædedybde:	43 cm.
40 cm.	70201	77932	Ryghøjde:	42 cm.
43 cm.	70202	77933	Bredde køreklar:	Sædebredde +18 cm.
46 cm.	70203	77934	Bredde sammenklappet:	28 cm.
48 cm.	70204	77935	Sædehøjde for:	47-51 cm.
51 cm.	70205	77936	Sædehøjde bag:	44-49 cm.
			Armlæns højde:	21,5 cm.
			Længde med fodstøtter:	104 cm.
			Vægt:	18,5 kg.
			Max. belastning:	130 kg.

**Meyra Ortopedia Danmark—Støberivej 1— 3660 Stenløse**  
**Tlf. 47 10 77 55— Fax 47 10 77 53**  
**[www.meyra.dk](http://www.meyra.dk)—[salg@meyra.dk](mailto:salg@meyra.dk)**